



**Присоединяйтесь к новшествам.**

# Express™

## Грудные дренажи с сухой завесой

Чтобы помочь пациентам с грудным дренажами встать на ноги и ходить как можно скорее, компания «Atrium» представила совершенно новый грудной дренаж «Экспресс Мини 500» с сухой завесой. «Экспресс Мини 500» представляет собой безводную систему с объемом сбора в 500 мл, регулятором сухого отсасывания, установленным на -20 см вод. ст. и однонаправленным клапаном сухого отсасывания для защиты.

«Экспресс Мини 500» является первым в мире полностью мобильным дренажем, обеспечивающим раннее и более безопасное восстановление пациентов.

Компания «Атриум» является лидером в инновациях в сфере мобильных грудных дренажей. Исследования показали преимущество в скорейшем поднятии пациента с грудными дренажами на ноги. Раннее восстановление может также сыграть важную роль в сокращении продолжительности пребывания в больнице, что равно суммам, которые экономит больница. А вы готовы стать мобильным?

Простая система отслеживания утечек воздуха

MINI  
500



Индикатор вакуума

Объем до 500 мл

Пустая камера сбора для  
безыгольного порта Люэра

## Информация для заказа

Номер детали

16400

19930

Описание

Экспресс Мини 500

Баллон для отсасывания

Количество в упаковке

6

10



**ATRIUM MEDICAL CORPORATION**  
5 Wentworth Drive  
Hudson, New Hampshire 03051 U.S.A.  
☎ 603-880-1433 📠 603-880-6718

**ATRIUM EUROPE B.V.**  
Rendementsweg 20B  
3641 SL Mijdrecht, The Netherlands  
☎ +31-297-230-420 📠 +31-297-282-653