

Express™

Грудные дренажи с сухой завесой

Самые скоростные грудные дренажные системы для раннего восстановления.

Лучшая система в плане защиты пациента и удобства установки, «Express™» обеспечивает не только регулировку сухого отсасывания, но и дополнительную безопасность клапана сухой завесы.

«Express™» также обеспечивает исключительную защиту от падения вместе с инновационной запатентованной системой насадок против падения, которая помогает сократить внутрикамерные переливания. «Express™» оправдывает свое название: готов к эксплуатации сразу после извлечения из упаковки. Дополнительная насадка с водой необходима только для выявления утечек воздуха. Работает в любом положении!



**Предварительно
упакованная*
вода**

**Линейный
коннектор**
с портом для
безыгольного
доступа

**Предварительно
упакованная вода**
обеспечивает
быструю и удобную
установку

**Самая современная
технология
изготовления клапана
сухой завесы**
защищает пациента в
любом положении

**Инновационные
насадки против
падения**
позволяют
восстановить уровень
жидкостей в случае
падения системы



**Новая ручка большего
размера и более удобная
для переноски, а также
гибкие крючки**
позволяют повесить
систему на кровати

**Большие легко
читаемые обозначения**
обеспечивают быстрое
точное считывание
состояния
дренирования

*Запатентовано


SPEED. RECOVERY.

 **ATRIUM**

Грудные дренажи с сухой завесой «Express™» производства компании «Atrium®» Информация для заказа

Модель	Описание	Кол-во в упаковке
4000-100N	Для сбора, 1 трубка пациента Совместим с мешками для АТС	6
4000-170N	Для сбора, 1 трубка пациента Совместим с мешками для АТС, стерильная упаковка магистралей жидкости	6
4050-100N	АТС восстановление крови, 1 трубка пациента Совместим с мешками для АТС	6
4050-170N	АТС восстановление крови, 1 трубка пациента Совместим с мешками для АТС, стерильная упаковка магистралей жидкости	6
2550	Присоединяемый мешок для АТС Для применения с грудными дренажами типа АТС компании «Atrium»	6
2450	Самозаполняющийся мешок для АТС Для применения с дренажами восстановления крови типа АТС компании «Atrium»	10

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим подробным каталогом продукции, где имеется полный список моделей и цен.



Express™ 4050 ATC
восстановление крови



Гибкость возможностей
послеоперационных АТС

В случае ли назначенной АТС или при экстренной травме груди, модели компании «Atrium» для восстановления крови предлагают неограниченные возможности варьирования предписаний по постоянной насосной реинфузии или послеоперационному возвращению крови для самозаполняющегося АТС мешка для крови, модель 2450. Модели, оборудованные присоединяемыми коннекторами, позволяют быстро присоединить мешок для АТС при необходимости.



ATRIUM MEDICAL CORPORATION
5 Wentworth Drive
Hudson, New Hampshire 03051 U.S.A.
☎ 603-880-1433 📠 603-880-6718

ATRIUM EUROPE B.V.
Rendementsweg 20B
3641 SL Mijdrecht, The Netherlands
☎ +31-297-230-420 📠 +31-297-282-653