

# Oasis™

## Грудные дренажи сухого отсоса

### Самые современные грудные дренажные системы с водяной завесой из всех имеющихся.

Компания «Atrium» снова доказала, что является новатором, реализовав ранее заявленные усовершенствования таким образом, что это удобно и пациенту, и врачу. Предварительно упакованный пакет стерильной воды для водяной завесы заранее включен в комплект. Создана уникальная защита от падения. Тем самым система сухого отсоса «Оазис» предлагает наилучший продукт для быстрой установки и безопасности пациента.

Следующее поколение «Оазис» сочетает безопасный контроль вакуума в своем самом современном регуляторе сухого отсоса с полностью градуированной водяной завесой. Другие характеристики включают многопозиционные крючки, трубки из материала, не содержащего латекс, а также техническую поддержку 24 часа в сутки ... потому что экстренные случаи происходят вне зависимости от времени суток.



Предварительно упакованная\* вода

Линейный коннектор с портом для безыгольного доступа

Удобная настройка отсасывания, буквально кончиками пальцев

Инновационные насадки против последствий падения позволяют восстановить уровень жидкостей в случае падения системы

Новый градуированный контроль утечки воздуха (для оценки тенденции утечки воздуха)

Новая, большего размера и более удобная для переноски, ручка, а гибкие крючки позволяют повесить систему на перекладину кровати

Предварительно упакованная вода обеспечивает быструю и удобную установку

Большие легко читаемые обозначения обеспечивают быстрое и точное считывание состояния дренирования



\*Patented

  
**SPEED. RECOVERY.**

 **ATRIUM**

# Oasis™

## Грудные дренажи сухого отсоса

Грудные дренажи сухого отсоса «Оазис™» производства компании «Atrium®»

### Информация для заказа

| Модель   | Описание   | Кол-во в упаковке |
|----------|--|-------------------|
| 3600-100 | Для сбора, 1 трубка пациента<br>Совместим с мешками для АТС  | 6                 |
| 3600-150 | Для сбора, 1 трубка пациента<br>Мешки для АТС предварительно соединены   | 3                 |
| 3620-100 | Для сбора и реинфузии, 2 трубки пациента<br>Совместим с мешками для АТС  | 6                 |
| 3612-400 | Для младенца/ребенка, 1 трубка пациента<br>Трубки в 1/4", педиатрические коннекторы                              | 6                 |
| 3650-100 | АТС восстановление крови, 1 трубка пациента<br>Совместим с мешками для АТС                                       | 6                 |
| 2550     | Присоединяемый мешок для АТС<br>Для применения с грудными дренажами типа АТС<br>компании «Atrium»                | 6                 |
| 2450     | Самозаполняющийся мешок для АТС<br>Для применения с дренажами<br>восстановления крови типа АТС компании «Atrium» | 10                |
| 19911    | Drain-Caddy™<br>Штативный адаптер для грудного дренажа   | 1                 |

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим подробным каталогом продукции, где приведен полный список моделей указанием цен.



### Гибкость возможностей послеоперационных АТС

При назначенной послеоперационной АТС или при экстренной травме груди, модели компании «Atrium» для восстановления крови предлагают неограниченные возможности выбора назначений по постоянной насосной реинфузии или послеоперационному возвращению крови для самозаполняющегося мешка для АТС, модель 2450. Модели, оборудованные присоединяемыми коннекторами, позволяют, при необходимости, быстро присоединить АТС мешок для крови.



**ATRIUM MEDICAL CORPORATION**  
5 Wentworth Drive  
Hudson, New Hampshire 03051 U.S.A.  
☎ 603-880-1433 📠 603-880-6718

**ATRIUM EUROPE B.V.**  
Rendementsweg 20B  
3641 SL Mijdrecht, The Netherlands  
☎ +31-297-230-420 📠 +31-297-282-653