

Традиционный дизайн, которому Вы доверяете... Инновации, которые Вы оцените.

Грудные дренажи с водяной завесой компании «Atrium» устанавливают стандарт по легкости в применении, быстроте установки и высокому качеству контроля вакуума. Когда дело касается отслеживания малых изменений в дренировании, быстрая точная оценка возможна только с помощью продукции компании «Atrium»: улучшенная градуировка и наилучшая видимость камер для сбора.

Полностью градуированная водяная завеса от компании «Atrium» обеспечивает удобство диагностики давления пациента и имеет опцию автоматического спуска высокого отрицательного давления. Компания «Atrium» оптимально использует знакомую систему водяной завесы, которую можно установить за секунды и безопасно и легко транспортировать. Каждая модель создана на основе самых последних технологий, имеет доказанную надежность и качество.

Линейный коннектор с портом для безыгольного доступа

Внутренние насадки против последствий падения позволяют восстановить уровень жидкостей в случае падения системы

Задвижка контроля отсасывания обеспечивает удобную регулировку отсасывания

Новый градуированный контроль утечки воздуха (для оценки тенденции утечки воздуха)




Мировой лидер продаж среди грудных дренажей

Новая ручка большего размера и более удобная для переноски, а гибкие крючки позволяют повесить систему на перекладинах кровати

Улучшенный дизайн клапана-поплавка защищает от высокого отрицательного давления

Большие легко читаемые обозначения обеспечивают быстрое и точное считывание состояния дренирования



Ocean™

Грудные дренажи с водяной завесой

Грудные дренажи с водяной завесой «Океан™» производства компании «Atrium®» Информация для заказа


Модель	Описание	Кол-во в упаковке
Серия 2002	Для сбора, 1 трубка пациента	
2002-000	Совместим с мешками для АТС, задвижка контроля отсасывания	6
2002-300	Задвижка контроля отсасывания	6
2002-400	Стандартная система	6
2002-050	Предварительно присоединенный мешок для АТС, задвижка контроля отсасывания	3
Серия 2020	Для сбора и реинфузии, 2 трубки пациента	
2020-000	Совместим с мешками для АТС, задвижка контроля отсасывания	6
2020-300	Задвижка контроля отсасывания	6
2020-300	Задвижка контроля отсасывания	6
2020-400	Стандартная система	6
Серия 2012	Для младенца/ребенка, 1 трубка пациента, трубки в 1/4", педиатрические коннекторы	
2012-320	Задвижка контроля отсасывания	6
Серия 2050	АТС восстановление крови, 1 трубка пациента	
2050-000	Совместим с мешками для АТС, задвижка контроля отсасывания	6
2050-300	Задвижка контроля отсасывания	6
2550	Присоединяемый мешок для АТС Для применения с грудными дренажами типа АТС компании «Atrium»	6
2450	Самозаполняющийся мешок для АТС Для применения с дренажами восстановления крови типа АТС компании «Atrium»	10
19911	Drain-Caddy™ Штативный адаптер для грудного дренажа	1



Гибкость возможностей послеоперационных АТС

При назначенной послеоперационной АТС или при экстренной травме груди, модели компании «Atrium» для восстановления крови предлагают неограниченные возможности выбора назначений по постоянной насосной реинфузии или послеоперационному возвращению крови для самозаполняющегося АТС мешка для крови, модель 2450. Модели, оборудованные однорядными коннекторами, позволяют, при необходимости, быстро присоединить АТС мешок для крови.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим подробным каталогом продукции, где приведен полный список моделей с указанием цен.



ATRIUM MEDICAL CORPORATION
5 Wentworth Drive
Hudson, New Hampshire 03051 U.S.A.
☎ 603-880-1433 ☎ 603-880-6718

ATRIUM EUROPE B.V.
Rendementsweg 20 B
3641 SL Mijdrecht, The Netherlands
☎ +31-297-230-420 ☎ +31-297-282-653