


La garantie™ « Zéro Suintement »



> Une innovation dans son secteur

La toute nouvelle prothèse vasculaire composite FLIXENE « dernière génération ». Bénéficiant de la structure composite trilaminée de pointe d'Atrium, FLIXENE a été conçu pour répondre aux besoins cliniques les plus pointus dans les interventions vasculaires les plus difficiles. Que ce soit pour des conditions extrêmes d'accès à la dialyse ou pour la reconstruction d'un membre inférieur, FLIXENE offre une résistance, une durabilité, une protection contre les suintements et une sécurité sans égales.

La membrane de protection hydrostatique exclusive de la prothèse FLIXENE permet de minimiser la pression hydrostatique afin d'éliminer tout risque de pénétration sanguine. Grâce à cette membrane de protection hydrostatique, FLIXENE présente la pression d'entrée d'eau la plus élevée. De toutes les prothèses vasculaires, ce produit est donc le moins susceptible de présenter des suintements après son implantation.

FLIXENE est l'un des implants vasculaires les plus durables actuellement. En implantant FLIXENE, vous serez certain d'offrir la meilleure solution chirurgicale à votre patient.

Conditions de garantie

La société Atrium est convaincue que vous serez satisfait de la prothèse vasculaire FLIXENE™. Elle vous propose donc une GARANTIE DE SATISFACTION ZÉRO SUINEMENT et vous assure que le produit ne fuira pas si vous l'utilisez conformément aux instructions. Si le produit venait à fuir, Atrium s'engage à le remplacer gratuitement à votre établissement.

Conditions:

Les seules conditions sont les suivantes :

- 1) Aucun liquide ne doit être introduit de force à travers la paroi de la prothèse à l'aide d'une seringue ou de tout autre appareil.
- 2) Le médecin doit relâcher le clamp distal afin de permettre le reflux du sang de la prothèse avant de relâcher le clamp proximal. Ceci permet d'éviter l'« effet de choc » qui est une cause fréquente de suintement des prothèses vasculaires.
- 3) La prothèse ne doit pas être humidifiée ou exposée à des solvants organiques tels que de l'alcool.

Exécution de la garantie

Le médecin réalisant l'implantation doit remplir et signer le formulaire de garantie FLIXENE™. Une fois le formulaire rempli et transmis au représentant local d'Atrium, la société s'engage à fournir gratuitement une prothèse de rechange à l'établissement (pas de remboursement ni d'avoir) pour l'intervention suivante du médecin, après réception de la carte de suivi d'implant correspondante. Seules les prothèses achetées par l'établissement donnent droit à une prothèse de remplacement.



FLIXENE™
Vascular Graft Products

FLIXENE™ – Prothèse Vasculaire

Réf.	Diamètre	Longueur	Épaisseur paroi	Slider GDS
25053	6 mm	10 cm	Standard	—
25054	7 mm	10 cm	Standard	—
25055	8 mm	10 cm	Standard	—
25052	6 mm	50 cm	Standard	Slider
25056	7 mm	50 cm	Standard	Slider
25057	8 mm	50 cm	Standard	Slider

FLIXENE™ – Prothèse avec paroi à épaisseur progressive sur 2 bords

Réf.	Diamètre	Longueur	Épaisseur paroi	Slider GDS
25125	6 mm	30 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25126	7 mm	30 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25127	8 mm	30 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25061	6 mm	40 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25062	7 mm	40 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25063	8 mm	40 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25058	6 mm	50 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25059	7 mm	50 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25060	8 mm	50 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25119	6 mm	80 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25120	7 mm	80 cm	Prog. sur 2 bords	Slider
25121	8 mm	80 cm	Prog. sur 2 bords	Slider

FLIXENE™ – Prothèse conique avec paroi à épaisseur progressive

Réf.	Diamètre	Longueur	Épaisseur paroi	Slider GDS
25134	4-6 mm	45 cm	Progressive	Double
25135	4-7 mm	45 cm	Progressive	Double
25109	5-8 mm	45 cm	Progressive	Slider

Lorsque résistance, maniabilité et cicatrisation sont de mise

FLIXENE™ TRUMPET - Prothèse TRUMPET droite ou conique avec paroi à épaisseur progressive

Réf.	Diamètre	Longueur	Épaisseur paroi	Slider GDS
25076	4-6 mm	35 cm	Progressive	Slider
25077	4-7 mm	35 cm	Progressive	Slider
25078	5-8 mm	35 cm	Progressive	Slider
25050	6 mm	45 cm	Progressive	Slider
25051	7 mm	45 cm	Progressive	Slider
25070	4-6 mm	45 cm	Progressive	Slider
25071	4-7 mm	45 cm	Progressive	Slider
25072	5-8 mm	45 cm	Progressive	Slider
25064	6 mm	80 cm	Progressive	Slider
25065	7 mm	80 cm	Progressive	Slider
25066	8 mm	80 cm	Progressive	Slider

FLIXENE™ Prothèse conique avec paroi à épaisseur progressive sur 2 bords

Réf.	Diamètre	Longueur	Épaisseur paroi	Slider GDS
25128	4-6 mm	35 cm	Prog. sur 2 bords	Double
25129	4-7 mm	35 cm	Prog. sur 2 bords	Double
25130	5-8 mm	35 cm	Prog. sur 2 bords	Double
25137	4-6 mm	45 cm	Prog. sur 2 bords	Double
25138	4-7 mm	45 cm	Prog. sur 2 bords	Double
25139	5-8 mm	45 cm	Prog. sur 2 bords	Double

D'autres tailles sont disponibles. Pour passer commande ou demander des informations sur un produit, contactez votre représentant Atrium.



FLIXENE™
Vascular Graft Products



ATRIUM MEDICAL CORPORATION
5 Wentworth Drive
Hudson, New Hampshire 03051 U.S.A.
☎ 603-880-1433 📠 603-880-6718

ATRIUM EUROPE B.V.
Remdementsweg 20 B
3641 SL Mijdrecht, The Netherlands
☎ +31-297-230-420 📠 +31-297-282-653

ATRIUM FRANCE
10, Place Charles, Béraudier
Immeuble l'Orient
69428 Lyon Cedex 03
☎ +33 (4) 26 68 70 67 📠 +33 (4) 26 68 70 99



